



SAL 300AC

SAL 300A

Dreiteilige Hinterkammerlinse
mit asphärischer Optik für die
Sulkus- oder Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophobes Soft-Acrylat mit UV-Absorption Scharfe hintere Optikkante zur Nachstarprävention Asphärische Vorderfläche, aberrationskorrigierendes Linsendesign Optional mit Blaulichtfilter Glisteningfreies Material
Durchmesser Optik	6.0 mm
Gesamtdurchmesser	13.0 mm
Haptik	PMMA (Polymethylmethacrylat)
Haptikanwinkelung	8°
Brechungsindex	1.5
Ultraschall A-Konstante	118.3
Theoretische VKT	4.96 mm
Lieferbereich	0.0 bis +30.0 dpt (in 1.0 dpt) +15.0 bis +27.0 dpt (in 0.5 dpt)

Qualitätsprodukte von: **MBI**