



SAL 302AC



SAL 302A

Einteilige Hinterkammerlinse mit  
asphärischer Optik für die Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophobes Soft-Acrylat mit UV-Absorption Posterior 360° scharfe Optikkante zur Nachstarprävention Asphärische Vorderfläche, aberrationskorrigierendes Linsendesign Optional mit Blaulichtfilter Glisteningfreies Material
----------	---

Durchmesser Optik	6.0 mm
-------------------	--------

Gesamtdurchmesser	13.0 mm
-------------------	---------

Haptikanwinkelung	0°
-------------------	----

Brechungsindex	1.5
----------------	-----

Ultraschall A-Konstante	118.7
-------------------------	-------

Theoretische VKT	5.51 mm
------------------	---------

Lieferbereich*	0.0 bis +30.0 dpt (in 1.0 dpt) +15.0 bis +27.0 dpt (in 0.5 dpt)
----------------	--

\*auch Preloaded verfügbar - SAL P302AC und SAL P302A

Qualitätsprodukte von: **MBI**