



ARTIS® PL E
MICS Intraokularlinse Preloaded



Einteilige Hinterkammerlinse mit asphärischer Optik und Vierpunkthaptikdesign für die Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophobes UV-absorbierendes Acrylat Posterior 360° scharfe Optikkante zur Nachstarprävention Asphärische Rückfläche und aberrationskorrigierendes Linsendesign Glisteningfreies Material
Durchmesser Optik	6.15 mm von 0.0 bis +9.5 dpt 6.0 mm von +10.0 bis +25.0 dpt 5.8 mm von +25.5 bis +35.0 dpt
Gesamtdurchmesser	11.0 mm von 0.0 bis +9.5 dpt 10.79 mm von +10.0 bis +25.0 dpt 10.50 mm von +25.5 bis +35.0 dpt
Haptikanwinkelung	5°
Brechungsindex	1.54
Ultraschall A-Konstante	119.3
Theoretische VKT	5.77 mm
Lieferbereich	0.0 bis +35.0 dpt (in 0.5 dpt)

Qualitätsprodukte von **Cristalens**