



Softec 1

Einteilige Hinterkammerlinse mit sphärischer Optik
für die Kapselsackfixation

| | |
|-------------------------|---|
| Merkmale | Hydrophiles UV-absorbierendes Acrylat Square Edge Technology |
| Durchmesser Optik | 5.75 mm |
| Gesamtdurchmesser | 12.0 mm |
| Haptikanwinkelung | 0° |
| Mittendicke | 1.08 mm (+22.0 dpt) |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Ultraschall A-Konstante | 118.0 |
| Theoretische VKT | 5.1 mm |
| Lieferbereich | -5.0 bis +36.0 dpt (in 1.0 dpt) +15.0 bis +27.0 dpt (in 0.5 dpt) |

FDA approved



Qualitätsprodukte von: