


Softec HD



Softec HDY

Einteilige Hinterkammerlinse
mit Bi-asphärischer Optik
für die Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophiles UV-absorbierendes Acrylat HD Qualität durch Bi-asphärische Optik Aberrationsneutrales Linsendesign Square Edge Technology Optional mit Blaulichtfilter
Durchmesser Optik	5.75 mm
Gesamtdurchmesser	12.0 mm
Haptikanwinkelung	0°
Mittendicke	1.07 mm (+22.0 dpt)
Brechungsindex	1.46
Ultraschall A-Konstante	118.0
Theoretische VKT	5.1 mm
Lieferbereich*	+5.0 bis +36.0 dpt (in 1.0 dpt) +15.0 bis +27.0 dpt (in 0.5 dpt)

*auf Anfrage +15.0 bis +25.0 dpt (in 0.25 dpt, Fertigungsgenauigkeit von ± 0.11 dpt)

FDA approved



Qualitätsprodukte von: