



SBL-2™

Einteilige **multifokale** Hinterkammerlinse für eine verbesserte Tiefenschärfe im **Intermediärbereich** mit bi-asphärischer Optik für die Kapselsackfixation

Merkmale	Segmentförmiges Nahteil mit einer effektiven Addition von 1.6 dpt Hydrophiles UV-absorbierendes Acrylat Aberrationsneutrales Linsendesign Square Edge Technology
Durchmesser Optik	5.75 mm
Gesamtdurchmesser	11.0 mm
Mittendicke	1.07 mm (+22.0 dpt)
Haptikanwinkelung	0°
Brechungsindex	1.46
Ultraschall A-Konstante	118.0
Theoretische VKT	5.1 mm
Lieferbereich	+10.0 bis +36.0 dpt (in 0.5 dpt) +15.0 bis +25.0 dpt (in 0.25 dpt) *

* Fertigungsgenauigkeit von ± 0.11 dpt

FDA approved



Qualitätsprodukte von: