



**EAZ®-Y**  
MICS Intraokularlinse Preloaded



Einteilige Hinterkammerlinse mit asphärischer Optik  
und doppelter C-Schleufe für die Kapselsackfixation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Merkmale                | Hydrophobes UV-absorbierendes Acrylat mit Blaulichtfilter<br>Posterior 360° scharfe Optikkante zur Nachstarprävention<br>Asphärische Rückfläche und aberrationskorrigierendes Linsendesign<br>Glisteningfreies Material |
| Durchmesser Optik       | 6.15 mm von 0.0 bis +9.5 dpt<br>6.0 mm von +10.0 bis +25.0 dpt<br>5.8 mm von +25.5 bis +35.0 dpt  |
| Gesamtdurchmesser       | 11.78 mm von 0.0 bis +9.5 dpt<br>11.50 mm von +10.0 bis +35.0 dpt   |
| Haptikanwinkelung       | 5°  |
| Brechungsindex          | 1.54  |
| Ultraschall A-Konstante | 119.3   |
| Theoretische VKT        | 5.77 mm   |
| Lieferbereich           | 0.0 bis +35.0 dpt (in 0.5 dpt)  |

Qualitätsprodukte von **Cristalens**