



Softec HD3

Dreiteilige Hinterkammerlinse mit bi-asphärischer Optik für die Sulkus- oder Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophiles UV-absorbierendes Acrylat Aberrationsneutrales Linsendesign Scharfe hintere Optikkante zur Nachstarprävention
Durchmesser Optik	6.0 mm
Gesamtdurchmesser	13.25 mm
Haptik	Polyimide
Haptikanwinkelung	5°
Brechungsindex	1.46
Ultraschall A-Konstante	118.0
Theoretische VKT	5.10 mm
Lieferbereich	- 5.0 bis +36.0 dpt (in 1.0 dpt) +15.0 bis +27.0 dpt (in 0.5 dpt)*

*abweichender Lieferbereich auf Anfrage

FDA approved



Qualitätsprodukte von: