

Visitec® I-Ring™ Pupillenexpander

Der Visitec® I-Ring® Pupillenexpander ist eine einfache, sichere und innovative Lösung für die intraoperative

- Atraumatisch
- Gleichmäßige Pupillenerweiterung
- 6,3 mm Sichtfeld
- Einhandbedienung
- Intuitiv für Chirurg und Personal
- Einfaches Einführen und Entfernen



Visitec® I-Ring™ Pupillenexpander Eigenschaften und Vorteile

Atraumatisch

Ideales Ringmaterial

- Polyurethan – weiches, elastisches Material, welches sanft zum intraokulären Gewebe ist

Kanal

- Durch fixe Kanalhöhe wird die Iris beim Anlegen oder Entfernen weder verzerrt noch zusammengedrückt

Komfortabel in der Handhabung, einfache Anwendung

- Verbleibt planar in der Vorderkammer und schützt so das Hornhautendothel
- Erfasst die Iris vollständig (360°) und eliminiert ausgeprägte Spannungspunkte

Einfache Anwendung

Einfach

- Einführen, Anlegen und Entfernen mit einer Hand
- Minimale Vorbereitung zum Einführen für das OP-Team

Intuitiv

- Mit nur einem Sinsky-Häkchen einfach an der Iris anzulegen und zu entfernen
- Die grüne Farbe bietet ausgezeichneten Kontrast und Visibilität




Schnell

- Design und Material erleichtern schnelles Einführen und Entfernen
- Schnell zu erlernen

Gleichmäßige Pupillenerweiterung

Kontinuierlicher Kontakt

- Vollständige (360°) Iriserfassung bietet einen Arbeitsbereich von 6,3 mm
- Aperturform hilft bei der Führung der Kapsulorhexis



Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge
Visitec® I-Ring® Pupillen Expander 1 Stück / Packung, steril, Einmalgebrauch	587001	1
Visitec® I-Ring® Pupillen Expander 6 Stück / Packung, steril, Einmalgebrauch	587000	1

bvi Beaver Visitec

Beaver-Visitec International, Inc.

Tullastraße 4, D-69126 Heidelberg

Tel.: +49 (0)6221 6479854, Durchwahl 4502

Fax: +49 (0)6221 3929883

bestellungen@beaver-visitec.com

www.beaver-visitec.com

afidera
VERTRAUEN IM BLICK

Wittestr. 30 Haus E | 13509 Berlin

Tel. +49 (0)30. 23 32 01 38

Fax +49 (0)30. 23 32 94 57

E-Mail: info@afidera.com

www.afidera.com