

Viskoelastische Lösung

Hyaluronsäuren

Gentechnologisch hergestellte Hyaluronsäure



afidera®
VERTRAUEN IM BLICK

Konzentration 1.4 %
Natriumhyaluronat

Eigenschaften

- + Dispersiv
Sehr gute Benetzung und Schutz des Hornhautgewebes
- + Niedrige Viskosität
Für verbesserte Sichtbedingungen bei chirurgischen Eingriffen und Erhaltung der Hornhauttransparenz während langer Operationen
- + Ausgezeichnete Gleiteigenschaften
- + Gute raumtaktische Wirkung
Gewebe- und Endothelzellschutz

Anwendung

Intraokular bei ophthalmologischen Eingriffen, wie z.B.:
Kataraktchirurgie und IOL-Implantation
Glaukomchirurgie
Keratoplastik
Glaskörper- und Netzhautchirurgie

Viskosität (25°C) 60.000 mPa·s

pH-Wert (25°C) 6.8 - 7.6

Osmolalität 270 - 400 mOsmol/kg

Molekulargewicht 1.1 - 2.0 Mio. Daltons

Zusammensetzung

- 14 mg Natrium-Hyaluronat
- 0.563 mg dehydriertes Dinatriumphosphat
- 8.5 mg Natriumchlorid
- 0.045 mg Natriumdihydrogenphosphat
- Wasser für Injektionszwecke

Herstellung

Gentechnologisch durch Fermentation von Bakterien hergestellte Hyaluronsäure

Packungsgröße 1.0 ml in steriler Einmalspritze

Geeignete Kanüle 27 Gauge (beigepackt)

Lagerung Bei Raumtemperatur, vor Licht schützen

Haltbarkeit 3 Jahre

Hersteller Albomed GmbH (CE 0481)

1.6 %

+ Dispersiv
Sehr gute Benetzung und Schutz des Hornhautgewebes

+ Niedrige Viskosität
Für verbesserte Sichtbedingungen bei chirurgischen Eingriffen und Erhaltung der Hornhauttransparenz während langer Operationen

+ Ausgezeichnete Gleiteigenschaften

+ Gute raumtaktische Wirkung
Gewebe- und Endothelzellschutz

Intraokular bei ophthalmologischen Eingriffen, wie z.B.:
Kataraktchirurgie und IOL-Implantation
Glaukomchirurgie
Keratoplastik
Glaskörper- und Netzhautchirurgie

80.000 mPa·s

6.8 - 7.6

270 - 400 mOsmol/kg

1.2 - 2.0 Mio. Daltons

16 mg Natrium-Hyaluronat
0.563 mg dehydriertes Dinatriumphosphat
8.5 mg Natriumchlorid
0.045 mg Natriumdihydrogenphosphat
Wasser für Injektionszwecke

Gentechnologisch durch Fermentation von Bakterien hergestellte Hyaluronsäure

1.0 ml in steriler Einmalspritze

27 Gauge (beigepackt)

Bei Raumtemperatur, vor Licht schützen

3 Jahre

Albomed GmbH (CE 0481)