



**Softec HDM™**  
MICS Intraokularlinse

Einteilige Hinterkammerlinse mit Bi-asphärischer Optik  
für die Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophiles UV-absorbierendes Acrylat HD Qualität durch Bi-asphärische Optik Aberrationsneutrales Linsendesign Square Edge Design
Durchmesser Optik	5.75 mm
Gesamtdurchmesser	12.00 mm
Haptikanwinkelung	0°
Brechungsindex	1.46
A-Konstante (optisch)	SRK/T 117.80
ACD – Vorderkammertiefe in mm (optisch)	HofferQ 4.85
Lieferbereich	+ 5.0 bis + 36.0 dpt (in 1.0 dpt) +10.5 bis + 29.50 dpt (in 0.5 dpt) +15.0 bis + 25.0 dpt (in 0.25 dpt)



Qualitätsprodukte von: