



Softec HDO™

Einteilige Hinterkammerlinse mit Bi-asphärischer Optik
für die Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophiles UV-absorbierendes Acrylat HD Qualität durch Bi-asphärische Optik Aberrationsneutrales Linsendesign Square Edge Design
Durchmesser Optik	5.75 mm x 6.0 mm
Gesamtdurchmesser	12.50 mm
Haptikanwinkelung	0°
Brechungsindex	1.46
A-Konstante (optisch)	SRK/T 118.54
ACD – Vorderkammertiefe in mm (optisch)	HofferQ 4.85
Lieferbereich	+5.0 bis + 36.0 dpt (in 1.0 dpt) +10.5 bis + 29.50 dpt (in 0.5 dpt) +15.0 bis + 25.0 dpt (in 0.25 dpt)



Qualitätsprodukte von: