



RingJect™

Kapselspannring im Preloaded System

Merkmale	Kapselspannring aus PMMA zur Stabilisierung und zirkulären Ausdehnung des Kapselsacks Verbessert die Zentrierung von Intraokularlinsen (IOL)
Positionierungslöcher	2
Material	PMMA
Anwendung	Zur Stabilisierung der Kapsel bei: Defekter und / oder fehlender Zonula Luxation der IOL Implantation einer faltbaren Linse Hoher Myopie



	RingJect Modell 375 CTR Modell 275 12/10	RingJect Modell 376 CTR Modell 276 13/11
Durchmesser (offen)	12.0 mm	13.0 mm
Durchmesser (geschlossen)	10.0 mm	11.0 mm

Qualitätsprodukte von:

OPHTEC
focus on perfection