



## Softec HP1™

Einteilige Hinterkammerlinse mit Bi-asphärischer Optik für die Kapselsackfixation

Merkmale	Hydrophobes UV-absorbierendes Acrylat HD Qualität durch Bi-asphärisches Optik Aberrationsneutrales Linsendesign Square Edge Technology
Durchmesser Optik	6.00 mm
Gesamtdurchmesser	13.0 mm
Haptikanwinkelung	0°
Brechungsindex	1.55
Ultraschall A-Konstante	118.7
Theoretische VKT	5.10 mm
Lieferbereich*	+10.0 bis +36.0 dpt (in 1.0 dpt) +10.5 bis +29.5 dpt (in 0.5 dpt)

\*auf Anfrage +15.0 bis +25.0 dpt (in 0.25 dpt), Fertigungsgenauigkeit von ± 0.11 dpt)

FDA approved



Qualitätsprodukte von: