



## SIDA – BLUE™

Trypanblau 0.06%

Biokompatibles Gewebefärbemittel  
für die Augen Chirurgie

Anwendungsgebiet	Bei Eingriffen im vorderen Augenabschnitt: Zur Anfärbung der vorderen Linsenkapsel Zur Vereinfachung der Kapsulorhexis und Risikoverminderung des Zerreißen der Linsenkapsel
Chemische Zusammensetzung	per 1 ml: Trypanblau 0.6 mg Natriumchlorid 8.2 mg ad. Wasser für Injektionszwecke
Physikalische und chemische Eigenschaften	Konzentration 0.06 g/L Osmolalität 280-320 mOsmol/kg
Sterilisation	Autoklavierung
Lagerung	Bei Raumtemperatur
Haltbarkeit	2 Jahre
Verpackung [Inhalt / Volumen]	VPE 1Box = 5 Stück Fertig-Einmalspritze, 1.0 ml Kanüle 23G gebogen

Qualitätsprodukte von:  SIDAPHARM®  
Optisches & Medisches Spezialprodukte

Afidera GmbH Wittestr. 30 Haus E  
13509 Berlin

Tel. +49 (0)30. 23 32 01 38  
Fax +49 (0)30. 23 32 94 57

Mail [info@afidera.com](mailto:info@afidera.com)  
[www.afidera.com](http://www.afidera.com)

CE 0653