


INTRAOKULARLINSEN MIT PHASENKONTINUITÄT

Die Phasenkontinuität sorgt für Bildschärfe über die gesamte Tiefenschärfe von Intermediär- bis Nahsicht. ⁴



Die ARTIS Symbiose MID und Plus zeigen ein breites MTF-Kontinuum mit asymmetrischen Gipfel für die mittlere Entfernung und für die Nähe. Aufgrund der Phasenkontinuität und der asymmetrischen Linsenprofile gibt es binokular nicht

eine Addition, sondern einen Reihe von Additionen, mit einem Maximum von 1.5 dpt bei der ARTIS Symbiose MID und 3.75 dpt bei der ARTIS Symbiose Plus.