

## ARTIS SYMBIOSE®: BILDSIMULATION

DISTANZ	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
5 m	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
90 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
80 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
70 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
60 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
50 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
40 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS
37 cm	EDOF	TRIFOCAL	SYMBIOSE	MID	PLUS

SIMULATION VON OPTOTYPEN VON FERN- BIS NAHSICHT FÜR EINE 3 MM PUPILLE <sup>2</sup>

### ERGEBNISSE

SCHARFE UND KONTINUIERLICHE BINOKULARE SICHT VON 40 BIS 90 CM OHNE PHASENUMKEHR

## PREMIUMLINSEN IM OPTIMIERTEN PRELOADED SYSTEM

Das Preloadesystem von Cristalens erlaubt eine sichere und kontrolliert schonende Implantation der hydrophoben MICS-IOL Artis Symbiose MID & PLUS in den Kapselsack durch eine 2 mm Inzision.

Entfernen Sie den Linsenhalter, hydratisieren Sie die Linse für eine Minute, schützen Sie Ihre IOL mit einem viskoelastischem Produkt, schließen Sie die Kartusche und alles ist bereit für die Implantation:

- ▶ IOL-Inspektion vor der Injektion möglich
- ▶ Einfach zu verwenden
- ▶ Keine Hilfe erforderlich
- ▶ IOL bleibt hydriert
- ▶ Eine Hand ist frei (im Gegensatz zu einem Schraubbladesystem).

