



ARTIS® PL E



ARTIS® PL Y

MICS Intraokularlinse Preloaded

Einteilige Hinterkammerlinse mit asphärischer Optik und Vierpunkthaptikdesign für die Kapselsackfixation

Merkmale

Hydrophobes UV-absorbierendes **Soft-Acrylat**
Posterior 360° scharfe Optikkante zur Nachstarprävention
Asphärische Rückfläche und aberrationskorrigierendes Linsendesign
- **Optional mit Blaulichtfilter**
Glisteningfreies Material

Durchmesser Optik

6.15 mm von 0.0 bis +9.5 dpt
6.0 mm von +10.0 bis +25.0 dpt
5.8 mm von +25.5 bis +35.0 dpt

Gesamtdurchmesser

11.0 mm von 0.0 bis +9.5 dpt
10.79 mm von +10.0 bis +25.0 dpt
10.50 mm von +25.5 bis +35.0 dpt

Haptikanwinkelung

5°

Brechungsindex

1.54

Ultraschall A-Konstante

119.3

Theoretische VKT

5.77 mm

Lieferbereich

0.0 bis +35.0 dpt (in 0.5 dpt)

Qualitätsprodukte von: CRISTALENS