

# 2 AUGEN SEHEN MEHR



## INNOVATIVE BINOKULAR-TECHNOLOGIE

### PREMIUM | PRELOADED

#### ARTIS Symbiose MID & ARTIS Symbiose PLUS

Zwei sich ergänzende Intraokularlinsen bilden ein perfekt aufeinander abgestimmtes trifokales System

– Für einen kontinuierlichen Sehbereich von nah bis fern, bei Tag und Nacht.

# TECHNISCHE DATEN

## MULTIFOKAL

### MERKMALE

- ▶ Diffraktive multifokale Linsensysteme mit EDOF-Wirkung
- ▶ Binokulare Komplementarität
- ▶ Aberrationskorrigierendes Linsendesign mit diffraktiver Vorderfläche für die Kapselsackfixation
- ▶ Hydrophobes UV-absorbierendes Softacrylat
- ▶ Posterior 360° scharfe Optikkante
- ▶ Glisteningfreies Material

### DURCHMESSER OPTIK

6.00 mm von +10.0 bis +25.0 dpt  
5.80 mm von +25.5 bis +35.0 dpt

### GESAMTDURCHMESSER

10.79 mm von +10.0 bis +35.0 dpt  
10.50 mm von +25.5 bis +35.0 dpt

### HAPTIKANWINKELUNG

5°

### LIEFERBEREICH

+10.0 bis +35.0 dpt (in 0.5 dpt)

### ADDITION

MID: Intermediate Vision/ PLUS: Near Vision

### A-KONSTANTE

119.7 Optische Biometrie

### VORDERKAMMERTIEFE

6.03 mm Optische Biometrie

### BRECHUNGSINDEX

1.54

### INJEKTORSYSTEM

Preloaded / Inzision 2.0 mm

ARTIS SYMBOSE **MID**  
INTERMEDIÄRVISUS

ARTIS SYMBOSE **PLUS**  
NAHVISUS



## MULTIFOKAL TORISCH

### LIEFERBEREICH

Zylinder +0.75 / + 1.5 (+2.25 / +3.0 / +3.75 auf Anfrage)

### ADDITION

MID: Intermediate Vision/ PLUS: Near Vision

### ACHSMARKIERUNG

Kennzeichnung der Pluszylinderachse durch zwei gegenüberliegende Markierungen am Optikrand

### IOL BERECHNUNG

Nutzen Sie den Online-Kalkulator oder setzen Sie sich direkt mit unseren Experten in Verbindung für Ihre präzise, individuelle IOL-Kalkulation

QUALITÄTSPRODUKTE VON: CRISTALENS